



ПРОФЕСІЙНИЙ СТЕТОФОНЕНДОСКОП З ДВОСТОРОННЬОЮ ГОЛОВКОЮ

модель **120**

- **Легка двостороння багатофункціональна алюмінієва головка**
- **Головка з кільцем для запобігання контакту тіла з холодним матеріалом**
- **Хромована вушна трубка, що обертається**
- **Цільна поліхлорвінілова трубка забезпечує якісну передачу звуку**

Призначений для прослуховування різноманітних тонів серця, легенів та інших органів.

Характеристики:

- зручність у використанні
- висока якість
- надійність
- високі акустичні характеристики

Складові частини:

- легка двостороння багатофункціональна алюмінієва головка з кільцем для запобігання контакту тіла з холодним металом
- хромовані бінауральні трубки з зовнішньою пружиною
- міцна цільна поліхлорвінілова трубка
- вушні оливи з воронкою у формі конуса

